



ARSEUS DENTAL

Le soin par excellence



Lab Vision

Infos et promos

2011 - Edition N° 5

Faites votre première commande sur notre webshop www.arseus-lab.be et recevez cette clé USB gratuitement.



NOUVEAU!

ceramill zolid

La solution digitale pour vos restaurations en Zircon!

> VOIR PAGES 4 & 5



ARSEUS LAB NV

sales@arseus-dental.be

www.arseus-lab.be

numéro de téléphone gratuit:
0800/30 500

THE FIRST AND #1 SELLING SYSTEM FOR PARTIALS AND MORE

intellifit™ DIGITAL RESTORATION SYSTEM

be more productive



VOTRE LABORATOIRE, ENCORE PLUS PRODUCTIF ET RENTABLE

Avec le Intellifit Digital Restauration System vous réalisez plus de travaux en moins de temps, et Sensable facilite la conversion vers la restauration digitale.

- Le système CAD/CAM 3D Phantom active le processus de production en utilisant les compétences et expériences existantes et dans le même temps, automatise les processus, tels que la digitalisation des modèles en cire et revêtement.
- Le logiciel intelligent et l'intégration du système pour le scannage, la conception et la fabrication garantissent qualité et précision.
- Une vraie diversité pour des prothèses fixes et amovibles dans le matériau de votre choix.

Un laboratoire productif est un laboratoire rentable. Contactez Arseus Lab (tél 03 89 20 25 10) pour une évaluation 'Retour sur Investissement' ou une démonstration de produit.

€ 24.190

Poste de conception numérique pour armatures partielles

- Logiciel Sensable Intellifit pour armatures partielles
- Système PHANTOM
- Ordinateur préfiguré pour Centre Production 3D System
- Carte graphique CUDA NVIDIA GeForce GTX 285 2 GB
- Module d'optimisation du scannage pour qualité Sensable
- 1 an de garantie et de mises à jour logiciel
- Stage 1 journée au centre de formation Novux Arseus Lab
- Importation des données STL
- Exportation centre de production agréé Sensable
- Transport - Boston USA - Arseus - Europe

1 an de maintenance sur logiciel Intellifit
et système PHANTOM

€ 2.800



Faites vite et profitez de la
**remise spéciale réservée
aux premiers acquéreurs: 5%**
sur le prix indiqué.

sensible
DENTAL more productivity

www.sensabledental.com

©2011 Sensable Dental. A division of Sensable.
Intellifit™ and Sensable® are trademarks of Sensable. All rights reserved.



CERAMILL MAP 300

Scanner entièrement automatique
équipé d'un articulateur virtuel

- Spectre d'indications illimitées
- Scanographie entièrement automatisée de bridges jusqu'à 14 éléments
- Synchronisation de Artex CR à l'articulateur virtuel

18.10.0155 € 14.990



AMANN GIRRBACH

CERAMILL MOTION

Maniable, à usage multiple et précise:
la fraiseuse CAM

- Technique de pointe CNC pour une haute productivité
- Stratégies de fraisage optimisées pour des cycles de fabrication efficaces
- Large spectre d'indications en matériaux et tailles (Zirkon, résine, etc.)



18.10.0170 CERAMILL MOTION + MATCH € 27.500
18.10.1010 CERAMILL MOTION STARTER KIT € 1.202,80



IPAD GRATUIT!

A L'ACHAT D'UN SYSTÈME
COMPLET CERAMILL MALL.
Documentations Ceramill Mall
déjà pré-installé pour vous.
Contactez-nous pour une offre
adaptée à votre laboratoire.



CERAMILL THERM II

Four de sintérisation
à haute performance

- Température constante et répartie de façon homogène dans la chambre de combustion.
- Conception optimale des programmes de sintérisation, entièrement automatiques et prévus pour différentes tailles de restauration.
- 2 cuves de sintérisation empilables pour une utilisation maximale du four

18.10.0210 € 7.400

CERAMILL PC

Ordinateur DELL avec le
logiciel CAD/CAM
pre-installé

18.10.0360 € 1.350



CERAMILL MIND SOFTWARE

Le cœur du système: le logiciel de
construction intelligent

- Grande diversité de fonctions
- Gain de temps grâce à un déroulement intuitif du travail
- Détection automatique des limites de la préparation
- Grande éventail d'indications

18.10.0340 € 3.500



ceramill zolid

LE système numérique pour la réalisation de prothèses dentaires monolithiques en zircone


- Zircon monolithique avec 'fonction protectrice'
- Esthétique et sécurité sans compromis
- Nouvel oxyde de zirconium translucide avec une microstructure optimisée
- Frittage à 1450 °C préservant le matériau- durable et stable.

NOUVEAU !




- Livraison:
- Ceramill Zolid 71 S
 - Ceramill Polish - Kit cabinet, Ceramill Polish - Kit laboratoire,
 - Kit Ceramill Stain & Glaze
 - Brossettes Ceramill Liquid (taille 1 + 3, 1 pièce chacune)
 - Ceramill Liquid CL OR
 - Ceramill Liquid CL GR
 - Dosettes pour coloration Ceramill Liquid (10 pièces)
 - Récipient Ceramill Zolid pour spatulation (1 pièce)
 - Perles de frittage Ceramill Therm 200 g
 - Ceramill Roto Motion 0,6 (1 pièce)
 - Tutorial DVD sur le mode d'emploi de Ceramill Zolid

18.10.6110 STARTER KIT € 1.375



Zircone monolithique

Extrêmement stable et durable, sans revêtement cosmétique, translucide et esthétique, particulièrement approprié à la réalisation de couronnes et bridges entièrement en zirconium. Pour la première fois, il est possible d'obtenir, la translucidité souhaitée sans endommager le matériau par une température de frittage trop élevée grâce à ce nouvel oxyde de zirconium. Le respect de la température de frittage standard (1.450 °C) en fonction du matériau utilisé permet d'éviter une croissance excessive des grains; ce qui garantit la longévité et la stabilité de la prothèse.



ceramill m-plant

Logiciel pour la réalisation des piliers individuels

- Applications pour de nombreux systèmes d'implants.
- Réalisation avec la fraiseuse Ceramill Motion ou au centre de façonnage d'Arseus.
- Technique hybride garantissant un logement fiable et durable du pilier dans l'implant.

18.10.0355 € 1.599

CERAMILL TRUSMILE

- La bibliothèque de dents du logiciel Ceramill Mind peut maintenant être représentée avec un dégradé naturel de teintes grâce à Ceramill Trusmile.
- On obtient ainsi une représentation globale du travail terminé pendant la construction, ce qui permet d'excellents résultats esthétiques.
- La bibliothèque de dents est affichée en même temps que la prothèse dentaire réalisée dans le logiciel Ceramill Mind
- Meilleure orientation esthétique lors de la réalisation de prothèses dentaires avec le logiciel CAO
- Il est possible d'obtenir une représentation du scanner et des éléments de construction (par exemple les télescopes) en fonction des matériaux utilisés.



18.10.0370 € 590



CERAMILL MINDFORMS DE KNUT MILLER

- La bibliothèque de dents Mindforms de Knut Miller est spécialement adaptée aux constructions par CAO et représente un nouveau standard dans la construction numérisée de prothèses dentaires.
- Bibliothèque de dents basée sur les célèbres formes dentaires de Knut Miller
- Design fonctionnel de couronnes et bridges entièrement anatomiques, plus rapide
- Topographie et Morphologie de surface caractérisée et naturelle.
- Réalisation facilitée des surfaces de mastication et des fissures grâce à la reproduction très fine des détails.

18.10.0365 € 249

Translucide, résistant, intelligent.



ceramill zolid

Zircone monolithique avec une „fonction de protection“
Esthétique et sécurité sans compromis. LE système numérique
pour la réalisation de prothèses dentaires monolithiques en
zircone.



MATÉRIAU

ceramill zolid

Nouvel oxyde de zirconium translucide avec une microstructure optimisée. Frittage à 1450 °C préservant le matériau- durable et stable.



FORMULE

DFP „Prothèse fonctionnelle digitale“

Stratégie de construction et méthode pour la réalisation de prothèses dentaires fonctionnelles exemptes de contacts prématurés avec le système Ceramill CAO/FAO.



ACTION

ceramill artex®

Représentation dynamique de l'occlusion afin d'éviter les contacts prématurés grâce à Ceramill Artex® - idéal pour les restaurations monolithiques.



MODÈLE

ceramill mindforms

Bibliothèque de dents d'après Knut Miller - Base de grande qualité, esthétique et fonctionnelle et dans le même temps „accélératrice“ pour la réalisation de couronnes et d'armatures entièrement anatomiques en oxyde de zirconium.



AMANNGIRRBACH

Amann Girschbach AG | Fon +43 5523 62333-399
www.amanngirschbach.com



Arseus Lab NV

Textielstraat 24 | 8790 Waregem, Belgique
Tél : + 32 (0) 800 30 500 | Fax : + 32 (0) 56 424 421
sales@arseus-dental.be | www.arseus-dental.be

 **d-lab24.com**

Tout le savoir-faire en format e-apprentissage.
Informations à: www.amanngirschbach.com

Plâtres



FUJIROCK EP

- Reproduction précise
- Bonne fluidité, et propriétés thixotropes pour une représentation précise des détails
- Couvercle hermétique pour la protection contre l'humidité et un stockage optimal

'GG'

53.38.2875		POLAR WHITE	5 kg	~~€ 38~~	€ 29,50
53.38.2880		GOLDEN BROWN	5 kg	~~€ 38~~	€ 29,50
53.38.2800		GOLDEN BROWN	12 kg	~~€ 72,90~~	€ 63/par 3
53.38.2810		PASTEL YELLOW	12 kg	~~€ 75,70~~	€ 65/par 3

-30%

Renfert

ISOFIX 2000

Isolant plâtre/plâtre

- Pénètre dans le plâtre sans formation de film, ferme les pores ouverts du modèle en plâtre.
- La surface devient dure, lisse et hydrofuge.
- 2 x 1000 ml

79.65.3520		~~€ 65,90~~	€ 45,90
------------	--	--------------------	---------

SELEXION

PLASTER III

Plâtre dur type III

- Faible expansion (0,15%)
- Bonne fluidité
- Stable aux bords
- Surface homogène et lisse

TRANSPORT GRATUIT



53.77.6630		BLEU	20 kg	€ 30,80
------------	--	------	-------	---------

SELEXION

PLASTER IV

Plâtre extra dur type IV

- Pour modèles, maître-modèles
- Temps de prise rapide
- Expansion à la prise: 0,10 %

TRANSPORT GRATUIT



53.77.6610		GOLDEN BROWN	20 kg	€ 55,20
53.77.6620		PASTEL YELLOW	20 kg	€ 55,20

Renfert

VIBRAX

Toujours à la bonne fréquence



11.78.2170		~~€ 446~~	€ 381
------------	--	------------------	-------

Renfert



POWER PILLO

La puissance sans compromis pour les professionnels

- Démoulage sans danger des objets coulés et des prothèses
- Une puissance maximum et une grande stabilité
- Réglage de la puissance sans à coup
- Mécanique spéciale sans huile - ne nécessite absolument aucune maintenance
- Transfert de vibration minimal dans le poignet

11.78.2764		~~€ 425~~	€ 366
------------	--	------------------	-------

A PARTIR DE
€ 550

Renfert

La nouvelle référence des taille-plâtres

- Puissance de moteur remarquable de 1300W et 1650W
- 100% inoxydable
- Nettoyage simple et rapide

11.78.2090		MT3 TRIMMER + KLETTFIX	~~€ 625~~	€ 550
11.78.2093		MT3 PRO TRIMMER + DISQUE MARATHON	~~€ 1.450~~	€ 1.305
11.78.2030		MT-PLUS TRIMMER + DISQUE KLETT-FIX	~~€ 1.068~~	€ 990

MT3



Constitution de modèle



ARTICULATEURS NON ARCON

Manipulation simple et fiable

- Anatomie 'à l'envers'
- Boules condyliennes sur la partie maxillaire
- Maxillaire et mandibule forment un ensemble même quand la centrique est ouverte

	13.05.1100		ARTEX BN	€ 225,30	€ 203
2	13.05.1120		ARTEX CT	€ 475,60	€ 395
3	13.05.1110		ARTEX CN	€ 356,40	€ 285



ARTICULATEUR ARCON

Calque le modèle anatomique:

- Boule condylienne sur la partie mandibule, guide condylien sur la partie maxillaire de l'articulateur.
- Ajustage des éléments de guidage condyliens avec positions de précision individuelles.

4	13.05.1140		ARTEX CR	€ 1.113,70	€ 940
---	------------	--	----------	------------	-------

Avez-vous des questions concernant le système Artex, contactez notre spécialiste, Mme Marie-Claire Bossaer au numero 0478 26 97 90

**KIT INTRO OFFERT
(VALEUR € 422,50)**

ARTEX SPLITEX PLATE SET

**Plaques magnetiques
pour Artex Carbon et Artex BN**

	13.05.1218		€ 493,90	€ 159
--	------------	--	----------	-------



GIROFORM

Foreuse semi-automatique

Avec visée laser et support pour le positionnement des pins avant la coulée du modèle.

	11.03.1080		€ 2.490	€ 2.120
--	------------	--	---------	---------

€ 2.199

SMARTBOX X2

Doseur eau/plâtre

- 20 à 25% de gain en temps, matériel et plâtre !
- Programmation et manipulation simples.
- Travail précis et sans erreur

	11.03.1045		€ 2.599
--	------------	--	---------



€ 1.359

SMARTMIX X2 + BOL 500 ml

- Le mélangeur sous-vide universel, complet évolutif et très facile à utiliser
- Lorsqu'il s'agit de confectionner rapidement des plâtres homogènes, des revêtements ou des silicones pâteuses, ou des matériaux de prises d'empreintes, Smartmix se révèle être l'outil indispensable,

	11.03.1028		€ 4.598
--	------------	--	---------



Constitution de modèle

**5+1
GRATUIT**



COLLE 

- Colle plâtre, métal, résine et céramique.
- S'utilise aussi pour sceller les moignons et surfaces en plâtre.
- 10 ml.

45.65.3580  € 5,2 € 4,30/EMB.

**5+1
GRATUIT**

**SELEXION
RAPID GLUE**

Pour des collages fiables et résistants

- Colle très rapidement et pour longtemps plâtre, métal, résine et céramique.
- 10 ml

45.75.4900  € 3 € 2,5/EMB.



-20%





BI-PINS

Court avec gaine



- Insertion précise du pin dans la gaine.
- Exactitude.
- Appui sûr.
- Forme stable, résistante à l'humidité et la chaleur.
- Uniquement un forage par moignon et néanmoins stable à la rotation.
- Rétention élevée dans le socle en plâtre grâce au design extérieur.
- 1000 pièces.



53.70.1050  € 186,30 € 149

model-cut 2020 UNIVERSAL
pour divers systèmes de modèles

NOUVEAU!
€ 4.490



- repérage à trait laser
- avance automatique
- coupes obliques jusqu'à 15°
- ajustage en hauteur pour divers systèmes de modèles



original
model-tray-system

www.model-tray.com



WIROGEL M

- Gélatine de duplication naturelle à base d'agar-agar pour revêtement, plâtres et pour la technique de coulée de résine
- 6 kg

37.20.0725 € ~~105,20~~ € 82,50

€ 2.690



GELOVIT200

Appareil de duplication commandé par un microprocesseur

- Moteur puissant et électronique de commande adaptée au cahier des charges de la prothèse dentaire.
- Capteurs très sensibles vérifiant tous les paramètres de température.
- Après un temps de fonte de 4 heures, la gélatine est prête à l'emploi.
- Fonte de la gélatine programmable et pilotée par minuterie.
- Possibilité d'entrer un nombre donné de cycles de fonte afin d'obtenir une qualité constante.

11.19.1010 € ~~2.729~~ € 2.690



LAB PUTTY A85

Silicone par addition 1:1

- Dureté shore 85 A
- Pour la confection des clés et les mordus de contrôle, ainsi que les modèles en réparation
- Pour isoler les dents dans le moufle
- Précision exemplaire
- Dimensions stables



03.71.6570 2 x 5 kg € ~~130~~ € 117
03.71.6560 2 x 1,5 kg € ~~49,50~~ € 44,50



LAB PUTTY C85

Silicone par condensation

- Fluidité initiale très élevée
- Dureté finale (85 Shore A)
- Résistance à la chaleur (140°C)
- Grande précision de reproduction des détails
- Haute reprise élastique

03.71.6520 Base 10 kg € ~~104~~ € 93,60
03.71.6530 Catalyst 40 ml € ~~9,90~~ € 8,90



DOSPER EVO

Appareil pour silicones de duplication fluides et réticulant par addition

- Adapté à tous les silicones de duplication avec un rapport de mélange 1:1 grâce au système innovant de régulation du débit
- Tout fonctionnement à vide indésirable et toute confusion des composants sont exclus
- Éclairage de la zone de travail pour réduire la formation d'ombres
- Processus de travail abrégé et sûr

11.34.3132 € ~~1.590~~ € 1.460
11.34.3310 Réservoir (2p) € 157

* prix sans réservoirs

€ 1.460*



CASTOGEL

- Gélatine de duplication réversible.
- Pour travaux de qualité en coulée sur modèle, technique combinée et résines coulées.
- 6 kg

37.20.0720 € ~~100,70~~ € 81,50



€ 24,75
A PARTIR DE
2 EMBALLAGES

SELEXION

MODELLING WAX REGULAR

Cire de modelage en plaques

Dimensions: 186 x 89 mm, rose


83.82.4710  2,5 kg € ~~27,50~~ € 24,75



ANUTEX CIRE DE MODELAGE

• 2,5 kg

83.52.2110  € ~~38,33~~ € 29,50



Renfert

WAXPROFI

Réchauffeur de cire

- Modelage sans rétraction.
- Gain de temps: 50% (double rapidité) en combinaison avec le Waxelectric et l'insert de modelage en forme de grande cuillère.

11.78.2010  € ~~258~~ € 233

€ 233



€ 320

Renfert

WAXELECTRIC II

- Un travail aisé et précis
- Un modelage de cire sans tension
- Une température exacte et constante des inserts
- Un gain de temps de modelage de 20% au moins

11.78.2252  € ~~376~~ € 320

BIJOU BRÛLEUR 90 H

A usage universel, pour gaz propane et gaz naturel

- Le brûleur est équipé de conduites montantes
- Arrivée de gaz réglable sans paliers à l'aide du levier
- L'arrivée d'oxygène se règle à l'aide de la molette
- Inclinaison de chaque côté jusqu'à 30° par système à crans incorporé

41.73.5330  € ~~86,10~~ € 72

Renfert



€ 72

SELEXION ECO LINER

- Garniture de cylindre
- 50 x 1 mm
- Rouleau de 25 m

37.85.4500  € ~~13,25~~ € 11,90



BEGO NAUTILUS CC PLUS

Procédure de coulée automatique

- Qualité supérieure avec chaque coulée
- Plus de bénéfices, moins de soucis
- Très efficace
- Qualité éprouvée

11.19.1100  € ~~17,949~~ € 15,990



BEGO

NAUTILUS CREUSETS

37.20.2130  4 pièces € ~~424~~ € 87

BEGO WIRONIUM X-HARD

Alliage chrome-cobalt
pour la coulée sur modèle

- 1 kg

47.20.5010  € ~~212,10~~ € 195



BEGO

WIRONIT LA

Alliage chrome-cobalt
pour prothèses à
crochets et travaux
combinés

- 1 kg

47.20.5050  € ~~194,90~~ € 163,50




WIROPLUS S

Matériau de revêtement de précision
pour châssis métalliques, pour la technique
de duplication au silicone

- 45 x 400 g

37.20.0035  € ~~117,20~~ € 86,50



FOUR MAGMA

Four de chauffe

- Spacieux: Prévu pour 4 moufles de 6 et 3 moufles de 3
- Rapide: 60 min. pour atteindre 900°C
- Précis: Capteur pyrométrique PtRhPt: type S
- Uniforme: Chauffage sur quatre côtés
- Fiable: La température indiquée sur le display indique la température à la hauteur des moufles
- Propre: Catalyseur en option

11.78.2300  € ~~2,039~~ € 1.750

Renfert



WIROBOND 280

Alliage CrCo non précieux pour la
céramométallique ou l'incrustation
en résine

47.20.5140  1 kg € ~~588,70~~ € 499

A L'ACHAT DE
4 X RE 0175 TI OU RE 0185 TI
GRATUIT PRECI-SEP
(VALEUR € 21)
REF. 6501



RE 0175 TI

RE 0185 TI

CEKA REVAX

Partie femelle à sceller avec CEKA SITE.
À utiliser avec tous les alliages dentaires.

RE 0175 TI

Anneau de rétention pour l'ancrage dans la
résine avec extension

RE 0185 TI

Anneau de rétention à sceller avec CEKA SITE

RE 0175 TI € 40,70/PIÈCE*

RE 0185 TI € 40,70/PIÈCE*

* A l'achat de 4 pièces



5 ml

Séparateur, espaceur et isolant
à base de latex pour de multiples
applications dentaires.



A L'ACHAT DE 3 X M2
OU 3 X M3 BOUTON PRESSION
GRATUIT CEKA BOND
(VALEUR € 8,70)
REF. CB1



M2 BOUTON PRESSION



M3 BOUTON PRESSION

REVAX BOUTON PRESSION

- Utiliser le CEKA BOND pour prévenir le
dévissage intempestif.
- Alliage - PALLAX – 2 pièces



5 ml

CEKA BOND est un
adhésif anaérobie pour
prévenir le dévissage
intempestif des parties
prothétiques.

Les parties individuelles
peuvent toujours être
dévissées avec les in-
struments appropriés.

RE 0031 M2 Bouton Pression € 27,60/EMB 2 PIÈCES

694 C M3 Bouton Pression € 28,40/EMB 2 PIÈCES

- 10%



CAVALIERS PRECI-BAR

1100/BL/PA

Preci-Bar Barre U statique

1101/BL/PA

Preci-Bar Barre standard ovoïde dynamique

1100/BL/PA € 388,85

1101/BL/PA € 380,70



WWW.CKPL.EU

Pour télécharger catalogue, brochures
et modes d'emploi. Pour connaître
les applications cliniques.



ACTION REPRISE DE VOS PIÈCES BREVENT COMPATIBLES PRECI-SAGIX

Conditions exceptionnelles!
Contactez votre délégué régional.



-10%

BÂTONNET CEKA SOL

- Soudure à basse fusion sous forme de bâtonnet, destinés à diverses applications. Le flux est incorporé.
- 865° - 930°

CS22 € 38,39



PRECI-CLIX MATRIX

Emballage combiné (2 rouges, 2 jaunes et 2 parties femelles blanches)

A L'ACHAT DE 4 X 1291
GRATUIT PRECI-CLIX MATRIX
(VALEUR € 16,01)
REF. 1234

PRECI-CLIX

- Attachement type boule à incorporer par le dentiste.
- Logette pour partie femelle pour la polymérisation dans la résine.

1261 € 42,87



A L'ACHAT DE 2 CAVALIERS
AU CHOIX
GRATUIT PRECI-SEP
(VALEUR € 21)
REF. 6501

CAVALIERS PRECI-BAR

(50mm) en alliage base palladium ou en alliage or

1100/H/MR/OR	Preci-Bar 1100/H/MR/OR (cavalier)	161,60 €*
1102/H/MR/OR	Preci-Bar 1102/H/MR/OR (cavalier)	104,30 €*
1100/H/MR/PA	OD Bar Pallax cavalier 1100/H/MR/PA	78,30 €*
1102/H/MR/PA	OD Bar Pallax cavalier mini 1102/H/MR/PA	51,30 €*

* Tarif variable selon cours du jour



5 ml

PRECI-BALL PARTIES

Partoie femelle en alliage ORAX pour fixer dans la résine.

1201 AB 20 stuks € 400,25 € 361,35



ECONOMISEZ
€ 38,85



SILFIX NDS

Isolant

- Silicone A liquide pour isoler lors de la mise en revêtement des prothèses en résine.
- 4 x 50 ml

65.35.3070 € ~~42,50~~ € 33,50



FUJIVEST SUPER

- A liant phosphate, sans graphite.
- Pour alliages à forte teneur en or, à teneur réduite en or et à base de palladium.

37.48.3125		POEDER 40 x 150 g	€ ~~116,80~~	€ 90,50
37.48.3130		VLOEISTOF 900 ml	€ ~~23,60~~	€ 18,10



FUJI VEST

Revêtement à liant phosphate sans graphite

- **Premium:** pour alliages non précieux
- **Platinum:** pour alliage précieux et semi-précieux

37.48.3015		PLATINUM PROMO PACK 50 x 150 g	€ ~~113,60~~	€ 99
37.48.3035		PLATINUM LIQUIDE 900 ml	€ ~~22,90~~	€ 18,10
37.48.3060		PREMIUM PROMO PACK 50 x 150 g	€ ~~94,27~~	€ 91,50
37.48.3085		PREMIUM LIQUIDE 900 ml	€ ~~22,90~~	€ 18,10



40 + 10 SACHETS GRATUITS



FUJIVEST II

- A liant phosphate, sans carbone, pour la coulée de précision, couronnes et bridges.
- Convient aussi bien pour la chauffe de type lent que celle de type rapide.
- Poeder 40 x 150 g

37.48.3215 € ~~127,60~~ € 113,50



€ 840



TWISTER

- Pour un résultat de malaxage sans bulles pour tous les plâtres et masses de revêtement.
- Le grand écran à cristaux liquides garantit l'affichage clair de tous les paramètres de malaxage.

11.78.2111 € ~~989~~ € 840



UNISOL W

Liquide solution cire

Pour le nettoyage rapide et sans problème des modèles dans les ébouillanteuses.

75.24.4020



€ 61,50 € 52,20



SELEXION

POLYPUMICE

Ponce pulvérisée

- Non toxique
- Produit 100% naturel
- Inodore
- Non agressive à l'épiderme
- Aucun additif à base de quartz

63.86.5090



20 kg € 34 € 29

SELEXION

POLYCLEAN

Liquide de mélange désinfectant pour la ponce

- Donne une consistance qui permet à la ponce de rester prête à l'emploi toute la journée
- Action bactéricide et fongicide efficace
- Désactive les virus
- Efficace contre les virus HBV et HIV
- Fraîcheur et parfum de la menthe



63.86.5100



5000 ml € 36 € 32,5



Zhermack

GIPSTRAY

- Détergent spécifique pour plâtres à pH neutre.
- Enlèvement des plâtres dentaires et des revêtements en plâtre des porte empreintes, des prothèses en résine et des instruments

75.98.3670



2000 ml € 48,25 € 15,50

ARGEN REMISE FIN D'ANNÉE

Commandez maintenant

A l'achat de 50 gr ➔ -€ 0,50/g

Clé USB en pépite d'or gratuite avec chaque commande!





SELEXION

FIBER DISC

Disques à tronçonner pour métaux

- Renforcés de fibres de verre
- Haute performances de coupe
- Longue durée de vie
- Très fins: épaisseur 0,02 mm
- Légèrement flexibles
- Haute précision de concentricité

71.84.0010		22 x 0,2	€ ~~14,50~~	€ 12,05
71.84.0012		22 x 0,5	€ ~~13,45~~	€ 10,76
71.84.0014		40 x 0,5	€ ~~20,20~~	€ 18,10
71.84.0016		40 x 1,0	€ ~~20,20~~	€ 18,20



CALIBRIS BROSSES A POLIR



71.05.1000		10 st.	€ ~~31,19~~	€ 29,90
------------	--	--------	--------------------	---------



-10%

Renfert

EASYCLEAN CUVÉ À ULTRASONS

Nettoyage aux ultrasons plus rapide et plus efficace !

Easy Clean assure un nettoyage en profondeur avec des résultats inégalables.

11.78.2190		€ ~~552~~	€ 520
------------	--	------------------	-------




Renfert

SYMPRO NETTOYAGE DES PROTHESES

Nettoyage aux ultrasons, plus rapide et plus efficace

des prothèses dentaires et appareils d'orthodontie.

11.78.2200		€ ~~735~~	€ 660
------------	--	------------------	-------



Renfert

BISON BROSSES

- Poils souples, serrés et fermes, bonne prise de la pâte à polir.
- Montées.
- 100 pièces.

71.80.3761		18 mm	€ ~~130,80~~	€ 99
------------	--	-------	---------------------	------



€ 369

Renfert

DUSTEX MASTER PLUS

Un box aspirant plein d'avantages

- Résistant, compacte et ergonomique
- La poussière et les vapeurs sont aspirées directement sur l'objet
- Stable et antidérapant, bonne protection contre la poussière et les fumées.
- Accoudoirs en option.

11.78.2360		€ ~~467~~	€ 369
------------	--	------------------	-------



BEGO

PERLABLAST 50µ

- Pour un grand brillant. Il se compose de minuscules billes en verre de natron sans plomb, assurant une brillance satinée homogène. Aucune perte de métal car la surface n'est pas attaquée mais compactée.
- Plus besoin de retravailler les surfaces qui ne doivent plus être polies.
- S'utilise sur tous les alliages couronnes et bridges afin d'obtenir une brillance mate des surfaces occlusales.

63.15.1090 8 kg € ~~46,80~~ € 39,20



Renfert

SILENT TS

L'aspiration silencieuse en arrière-plan

- Aspiration pour poste de travail et appareils
- Longévité 3 fois plus grande avec la nouvelle technologie de moteur (en comparaison avec les moteurs à collecteur traditionnels)
- Grâce à une construction modulaire exemplaire dans les services et la maintenance
- Grâce à un calibrage simple, elle s'adapte à toutes les pièces à main et à tous les utilisateurs

€ 1.250

11.78.2792 Silent TS aspiration € ~~1.423~~ € 1.250

11.78.3650 Silent filtres € 49 € 45

BEGO

KOROX 110µ

Oxyde alumine

- Abrasif composé de 99,6 % d'oxyde d'alumine.
- Corindon alpha anti-magnétique très dur. Les bords conservent leur netteté jusqu'à la fin.



63.15.1060 20 kg € ~~89,40~~ € 82



Renfert

VORTEX COMPACT 3L

Aspiration robuste pour emplois multiples

- Aspiration des matières sèches et humides spécialement pour les appareils.
- Le système filtrant à 2 étapes protège également des fines poussières dangereuses.
- Elle remplit les exigences de la classe de poussières L.
- La fonction d'aspiration à eau la rend particulièrement idéale pour les travaux avec la zircone.

11.78.2405 € ~~624~~ € 540



VARIO JET

Sableuse à recyclage entièrement automatique

- Sablage entièrement automatique acceptant jusqu'à 7 modèles.
- Système d'aspiration intelligent: seules les fines poussières inutilisables sont aspirées.
- Economie d'abrasif de 50% par rapport aux sableuses à recyclage traditionnelles.

11.78.2570 € ~~2888~~ € 2.180

PerfectView

Renfert

BASIC QUATTRO

La sableuse à tout faire

- Micro sableuse haut de gamme conviviale et polyvalente (jusqu'à 4 silos)
 - La particulière chambre de mélange permet un travail précis avec une rentabilité optimale
 - Possibilité d'ajouter un silo en un tournemain et sans outils grâce aux raccords rapides et au codage couleur
- La cabine de sablage volumineuse offre une liberté de mouvement maximale

11.78.2450 Perfect View 25-70/70-250 € ~~1.390~~ € 1.250

11.78.2455 IS Perfect View 25-70/250 € ~~1.790~~ € 1.420





SIGMA RITE LITE LED SHADE MATCHING LIGHT

- Une aide précieuse, portable et économique permettant au praticien de se mettre dans des conditions idéales
- Source de lumière LED portable permettant la diffusion d'une véritable lumière du jour pour une visualisation optimale et un diagnostic parfait des prises de teintes prothétiques.
- Possède un cercle étroit de visualisation, ce qui évite à l'oeil d'être perturbé par les couleurs environnantes

11.87.0100  € 249 € 199



VITA

LINEARGUIDE 3D MASTER

Le guide linéaire Vita 3D Master est conçu de façon à déterminer rapidement et facilement la teinte précise. Il comporte les 29 mêmes teintes que le VITA Toothguide 3D-MASTER.

67.83.0104  € 126,70 € 90

Renfert

PINCEAUX CERAMICUS

Pinceaux en poils synthétiques avec les propriétés des poils.



1	41.73.4170		Pinceau n° 1/0 2 p	€ 15,40	€ 11,50
2	41.73.4180		Pinceau n° 2/0 2 p	€ 15,50	€ 11,50
3	41.73.4120		Pinceau n° 1 2 p	€ 16,30	€ 12
4	41.73.4130		Pinceau n° 2 2 p	€ 17,20	€ 12,80
5	41.73.4140		Pinceau n° 4 2 p	€ 19,50	€ 14
6	41.73.4150		Pinceau n° 6	€ 17,50	€ 12,80
7	41.73.4160		Pinceau n° 8	€ 24,20	€ 18
8	41.73.4200		Big brush	€ 36,90	€ 27
9	41.73.4190		Pinceau opaque 2 p	€ 21,10	€ 16
	41.73.4100		Set de pinceaux	€ 65,40	€ 47

PRIX CHOC!



VITA EASYSHADE ADVANCE

Pour une prise de teinte numérique fiable des dents naturelles et des restaurations, indépendamment de l'éclairage ambiant et de l'utilisateur

- Résultats rapides et précis
- Les données précises des mesures permettent d'éviter les erreurs de couleurs de dent, de communication et d'interprétation
- Utilisation intuitive pour travailler rapidement;
- Facilité d'utilisation et grande capacité

11.91.5502  € 1.499 € 1.275

-50%
CONTRE REPRISE
DE 600 G EN CÉRAMIQUE
(HORS VITA)

VM 13

Le VM 13 est une céramique de recouvrement haute fusion, avec microstructure, utilisable avec tous les alliages courants présentant un CET d'environ 13,8-15,2 x 10-6K-1. Les masses supplémentaires, fluorescentes et opalescentes permettent d'obtenir un résultat particulièrement esthétique et personnalisé.

67.83.5546		PROFESSIONAL KIT	€ 948,40	€ 690
67.83.5637		EFFECT OPAL KIT	€ 87	€ 63
67.83.5528		BUILD UP KIT	€ 411,20	€ 305
67.83.5512		BASIC KIT POUDRE	€ 925	€ 462,50

VITA

ACTION D'ÉCHANGE VMK MASTER

Le VMK Master est une céramique de recouvrement feldspathique pour les armatures métalliques en alliages à haute et à faible teneur en or et à base de palladium, présentant un CET conventionnel. Grâce à sa température de cuisson et ses propriétés chimiques et physiques, elle convient notamment pour le revêtement d'armatures en métaux non précieux.

-50%
SUR LE KIT
STANDARD VMK MASTER
CONTRE RETOUR
DE 50 EMBALLAGES DE
PORCELAINE NON VITA

VITA

VMK MASTER REFILLS

12g et 50g

**5+1
OU -50%***



67.83.9012		KIT STANDARD	€ 1.487,20	€ 743,60
67.83.9030		STARTER SET CLASSICAL A2	€ 135,70	€ 92

* Contre reprise de 20 pots de porcelaine non Vita
* Pour l'achat de 20 pots de VMK Master



**PLUS
D'INFORMATIONS?**
Contactez
Yvan Delacroix au
n° 0475 52 26 12

VITA

VACUMAT 6000

Système de cuisson modulaire
avec trois éléments de commande
au choix.

Une technique de cuisson et de pressée innovante, des matériaux haute technologie en chambre de cuisson, un moufle en quartz ayant fait ses preuves et de nombreuses fonctions de contrôle automatique garantissent des cuissons de haute qualité constante

11.91.6056		VACUMAT 6000 MP KOMBIPRESS	€ 3.923	€ 3.024
11.91.6050		VACUMAT 6000 M	€ 2.615	€ 1.840
11.91.6055		VACUMAT 6000 M INOX	€ 2.929	€ 2.080
11.91.6065		VACUMAT 6000 V-PAD COMFORT	€ 1.308	€ 990
11.91.6060		VACUMAT 6000 POMPE A VIDE PJ	€ 779	€ 750



VITA INTERNO SET

- Reproduire encore plus parfaitement les effets de lumière et de donner une illusion de profondeur.
- A utiliser en céramo-métallique et céramo-céramique.

67.84.3320  € ~~366,30~~ € 240

-50%
SUR LE VM9 BASIC KIT
CONTRE RETOUR DE
50 EMBALLAGES DE PORCELAINE
NON VITA



VITA VM 9 BUILD UP KIT

- Céramique feldspathique bien spécifique de structure fine.
- Le coefficient d'expansion thermique (10,5 x 10-6K-1) est harmonisé entre la céramique et les matériaux en dioxyde de zircon et ainsi garant de propriétés optimales de liaison.
- Cette céramique se distingue particulièrement par son aptitude à la diffraction et réflexion de la lumière.
- VM 9 présente une plus grande facilité de meulage et polissage en bouche.

67.83.4626  € ~~411,20~~ € 324

VM 9 BASIC KIT 3D MASTER

67.83.4620  € ~~669,10~~ € 334,55



VITA AKZENT PORCELAINE

Colorants en poudre étudiés spécialement pour perfectionner les travaux céramique en surface (céramo-métallique et céramo-céramique).

67.84.3260  € ~~421,20~~ € 250



VITA LIQUIDE DE MODÉLAGE

- VM7 - VM9 - VM13
- 250 ml

67.83.0586  € ~~33,20~~ € 29



PM 9 TRANSLUCENT PELLET KIT

Développée sur la base de Vita VM 9 céramique de recouvrement à structure très fine. Convient tant pour la surpressée des armatures en ZrO2 teintées et partiellement stabilisées à l'yttrium dans la plage CET de 10,4-10,6 x 10-6 K-1 comme p. ex. Vita In-Ceram YZ que pour la fabrication d'inlays/onlays à une ou plusieurs facettes, couronnes partielles, facettes et couronnes antérieures à l'aide de la technique en couches et de maquillage sans armatures. Les pièces pressées se distinguent par leur fluorescence naturelle. Ainsi, le matériau peut répondre à la demande des patients quant à l'esthétique individuelle tout en garantissant les coûts justifiables pour les press pellets teintés différemment.

67.84.3154  € ~~519,20~~ € 370

VITA

POUR DES RAISONS ESTHÉTIQUES VITA PM 9

Xavier Zahno, prothésiste dentaire



Ill.1: Le patient était mécontent de l'aspect de ses dents maxillaires.

La technique de pressée permet de travailler de manière rationnelle tout en produisant des résultats très esthétiques. Dans ce contexte la céramique pressée 'All in One' VITA PM 9 avec les masses VITA VM 9 ADD-On pour la personnalisation est particulièrement simple à mettre en œuvre. Preuve nous en est donnée par l'exemple clinique suivant qui fait appel au four de pressée combi VITA VACUMAT 6000 MP, mis sur le marché en juillet 2010.

Situation initiale

Un patient (Ill. 1) très soucieux de son aspect, avait consulté un cabinet dentaire spécialisé en esthétique pour une réhabilitation maxillaire intégrale – excepté la deuxième molaire. Les dents étaient saines mais abrasées et en légère version (Ill. 2). Le patient voulait avoir un large sourire éclatant de type hollywoodien.



Ill. 2 : Situation initiale – les dents sont certes saines mais abrasées et en légère version



Ill. 3 : Préparation a minima

Préparatifs

Sur le modèle, nous avons commencé par confectionner une maquette. Dans le cadre du conseil personnalisé, nous avons déterminé en bouche la forme et la longueur des restaurations à réaliser à partir d'une simulation en résine (Mock-up). Ce travail de simulation fut retouché pour tenir compte des souhaits du patient. Nous avons ensuite confectionné une clé en silicone pour le dentiste. La préparation a été effectuée a minima avec un léger congé (Ill. 3).

Selon le mode d'emploi du fabricant, VITA PM 9 est destinée à la fabrication d'inlays, onlays, facettes et de restaurations sans armature pour le secteur antérieur ainsi qu'à la suppression des infrastructures en dioxyde de zirconium. Ici, à la demande du dentiste, nous avons fabriqué l'ensemble des couronnes sans métal, avec une épaisseur de paroi dans les zones larges inférieure à celle recommandée – 1,5mm minimum du côté incisal et 1,0 mm du côté cervical pour les couronnes antérieures. Le dentiste a considéré que les restaurations seraient suffisamment stabilisées par le scellement adhésif.

Après la préparation, la prise d'empreinte définitive a été effectuée suivie de la pose d'un provisoire. Ce dernier a été réalisé par le laboratoire à partir de la maquette de simulation dans la résine VITA VM CC, une résine polymérisable à froid et non chargée.

Technique de pressée

Le montage en cire a été réalisé d'une manière totalement anatomique afin de pouvoir ensuite adopter la technique cut-back. Après mise en place des tiges de pressée (III. 4), la mise en revêtement a été effectuée avec le matériau de revêtement VITA PM 9 qui est très performant. Les lingotins sont proposés dans trois translucidités O (=Opaque), T (=Translucent) et HT (High Translucent) avec pour chacune 10 teintes VITA SYSTEM 3D MASTER. Dans le cas présent, nous avons sélectionné la variante translucide en teinte 1M1.



III. 4 : Maquette avec tiges de pressée



III. 5 : Vue occlusale des couronnes reprises sur le modèle.

Pour le cycle de pressée, nous avons utilisé le nouveau VITA VACUMAT 6000 MP. Il s'agit d'une unité de pressée combi prévue pour toutes les cuissons de céramique dentaire et la pressée de divers systèmes de cylindre. Cet appareil donne de remarquables résultats. Quant à l'unité de commande VITA vPad comfort, elle est incroyablement simple à utiliser.

Les retouches sur les couronnes sont relativement minimales car VITA PM 9 est pressée d'une manière très homogène et précise, même lorsque les parois coronaires sont d'une finesse inférieure à 0,5 mm (III. 5). Il n'y a quasiment pas de barbes de pressée. De plus, la structure homogène de la céramique pressée est agréable à fraiser avec des instruments diamantés – pas trop dure et pas trop tendre. Contrairement à certaines céramiques pressées d'autres marques, VITA PM 9 n'est pas fragile. Nous n'avons observé aucun éclatement lorsque nous l'avons travaillée avec des polissoirs en caoutchouc.

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG KG

L'entreprise VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG installée à Bad Säckingen conçoit, produit et commercialise depuis plus de 85 ans des produits innovants pour la prothèse dentaire selon des normes de qualité très élevées. Elle est considérée comme une entreprise pionnière et d'avant-garde dans son secteur. Le standard VITA en matière de teintes par exemple est la référence dans le monde dentaire. Dans plus de 120 pays des utilisateurs bénéficient des multiples prestations de VITA Zahnfabrik. Le programme VITA comprend des systèmes analogiques et numériques pour la définition des teintes dentaires, des dents en résine et en céramique, des matériaux cosmétiques et des matériaux d'infrastructure pour les procédés de fabrication traditionnels et CFAO, des appareils et une vaste palette de services et de formations.

VITA

Votre correspondant

Anne-Marie Wehrung
Téléphone + 33 38 837 15 82
Fax + 33 38 837 15 83
Courriel a.wehrung@vita-zahnfabrik.com
Internet www.vita-zahnfabrik.com



Ill. 6 : Couronnes antérieures légèrement réduites avec la technique cut-back, maquillées.



Ill. 7 : Vue antérieure des couronnes terminées sur le modèle.



Ill. 8 : Vue occlusale des couronnes terminées sur le modèle.

Résultat

Une fois les couronnes scellées par collage, le patient a déclaré que le résultat était à la hauteur de ses attentes. Le soutien labial légèrement plus marqué, la forme plus bombée des couronnes et la teinte sont en tous points conformes à ce qu'il voulait (Ill. 9 à 11).

Personnalisation

L'étape suivante a consisté à effectuer une cuisson de fixation des colorants (Ill. 6). Nous avons utilisé les colorants VITA INTERNO qui à mon avis sont un peu plus saturés et plus vifs que les colorants VITA AK-ZENT. Les couronnes ont été personnalisées avec les masses basse fusion VITA VM 9 ADD-ON (800°C), basées sur la céramique cosmétique à structure fine VITA VM 9 et proposées dans un coffret de 8 teintes. Pour les couronnes, nous avons opté pour les masses ADD1 en teinte Transparent et ADD2 en teinte émail clair. Les propriétés de mise en œuvre tout comme la tenue sont très bonnes. Pour finir, une cuisson de glaçage a été réalisée pour les surfaces pressées sur lesquelles n'avaient pas été préalablement appliquées de masses ADD-ON afin de leur donner un effet de profondeur (Ill. 7 et 8). Il ne faut pas appliquer de masse glaçure sur les surfaces qui ont été personnalisées sinon l'état de surface perd son homogénéité. Le VITA VACUMAT 6000 MP étant une unité de pressée combi, il est possible d'effectuer les cuissons de céramique avec le même four que celui utilisé pour la pressée..



Ill. 9 : Le résultat correspond exactement à la demande du patient.

Expérience

Avec VITA PM 9, il est possible d'obtenir des résultats esthétiques par un procédé simple et rapide. La personnalisation des travaux est parfaitement assurée grâce aux trois degrés de translucidité des lingotins et à la palette de masses ADD-ON. La céramique pressée se caractérise par une belle translucidité naturelle (Ill. 12) qui n'a quasiment pas besoin d'être stratifiée pour avoir un aspect naturel. La plupart du temps, la technique de maquillage suffit pour donner des résultats très esthétiques. Les propriétés de VITA PM 9 s'apparentent à celles de l'émail naturel ce qui contribue à la pérennité des restaurations en VITA PM 9.

Je remercie le Dr. Milos Tomic (LACLINIC, CH-Montreux) pour sa collaboration.



Ill. 10: Vue antérieure des couronnes in situ.



Ill. 11 : Vue occlusale des couronnes in situ.



Ill. 12 : La vue en lumière transmise souligne la translucidité naturelle de VITA PM 9 (degré de translucidité High Translucent).

VITA



Bref C.V. de Xavier Zahno

1994-1998	Formation en prothèse dentaire à l'école professionnelle artisanale et industrielle de Berne (GIBB) – diplômé en 1998
2000-2001	Employé dans le laboratoire de prothèse dentaire Pierre Disler à Clarens/ Montreux (Clinique de la Prairie)
2001-2002	Employé du Dr. Kenneth Malament à Boston/USA et cours d'anglais
2002-2006	Employé dans le laboratoire de prothèse dentaire Précisdents Sarl à Fribourg; délégué à la direction
2006-2010	Responsable de laboratoire à l'université de Zürich, département couronnes, bridges et science des matériaux sous la direction du Pr. Christoph Hämmerle
Depuis 2010	Associé du laboratoire Précisdents Sarl à Fribourg

Xavier Zahno prothésiste dentaire • Précisdents Sarl • Rue de Lausanne 87 • CH-1700 Fribourg • E-mail: precisdents@bluewin.ch

**TEINTIER GRATUIT
AVEC CHAQUE COMMANDE!**

***A L'ACHAT DE 40 PLAQUETTES
VOUS RECEVREZ UNE
REMISE DE 12%
+ UN TEINTIER GRATUIT**



PHYSIODENS

VITA PHYSIODENS séduit tous les professionnels exigeants en matière d'esthétique et de fonction. Un choix précis de la teinte, un montage biologique spécialement conçu pour la prothèse BIO-Logique du Dr. End et un matériau de très haute qualité garantissent des résultats irréprochables.

POSTÉRIEURES	€ 15,57	€ 13,70
ANTÉRIEURES	€ 20,90	€ 18,39

LUMIN VACUUM

Les dents en porcelaine VITA LUMIN VACUUM s'utilisent pour tous les domaines de la prothèse partielle et complète. Les dents sont fabriquées manuellement en Bad-Sackingen et existent en 26 formes d'antérieures et 6 formes de postérieures. Elles répondent ainsi aux plus grandes exigences esthétiques. En matière de conductibilité de la lumière, d'opalescence et de fluorescence, elles n'ont rien à envier aux dents vivantes.

POSTÉRIEURES	€ 15,25	€ 13,42
ANTÉRIEURES	€ 19,22	€ 16,91

***A L'ACHAT DE 40 PLAQUETTES
VOUS RECEVREZ UNE
REMISE DE 12%
+ UN TEINTIER GRATUIT**



MFT

La gamme de dents VITA MFT combine des caractéristiques fonctionnelles et esthétiques et est vendue à juste prix. Une palette de teintes et de formes harmonieusement et judicieusement étudiées vous garantit une grande rentabilité. La vitalité des dents accentue le naturel de la prothèse et participe ainsi à son acceptation en très peu de temps.

POSTÉRIEURES	€ 8	€ 7,04
ANTÉRIEURES	€ 8	€ 7,04

***A L'ACHAT DE 80 PLAQUETTES
VOUS RECEVREZ UNE
REMISE DE 12%
+ UN TEINTIER GRATUIT**



VITAPAN

Polyvalence et modernité - deux caractéristiques des dents en résine VITAPAN, la gamme de dents classique du programme de dents VITA.

Pour la technique standard, vous disposez de 30 différentes plaquettes de dents antérieures maxillaires - classées en quatre groupes de formes avec toujours les plaquettes mandibulaires et postérieures correspondantes.

Les deux concepts de dent postérieure permettent de solutionner toutes les situations prothétiques d'une manière très personnalisée.



POSTÉRIEURES	€ 12,86	€ 11,32
ANTÉRIEURES	€ 16,89	€ 14,86

***A L'ACHAT DE 40 PLAQUETTES
VOUS RECEVREZ UNE
REMISE DE 12%
+ UN TEINTIER GRATUIT**

IVOCLAR VIVADENT SPECIAL



PRIX CHOC
100+40
Achetez 100 bouches à 6/8 + 40 gratuites!

DENTS IVOCLAR VIVADENT

SR VIVODENT PE	bouche à 6	€ 20,25
SR ORTHOTYP PE	bouche à 8	€ 14,65
SR VIVODENT DCL	bouche à 6 A-D	€ 19,10
SR ORTHOTYP DCL	bouche à A-D	€ 15,65
SR ORTHOLINGUAL DCL	bouche à A-D	€ 15,65
SR ORTHOPLANE DCL	bouche à A-D	€ 15,65
SR POSTARIS DCL	bouche à A-D	€ 15,65

PROBASE COLD/HOT

- La résine autopolymérisante ProBase Cold est caractérisée par ses propriétés rhéologiques et de moulage. Elle est utilisable à la fois pour la technique de coulée et la technique de pressée. Les propriétés excellentes de ce matériau permettent de réaliser des prothèses définitives.
- ProBase Hot élève le standard de qualité grâce à ses propriétés de mise en oeuvre, sa précision d'adaptation et sa stabilité dimensionnelle et chromatique.

ECONOMISEZ
15%
à partir de
4 emballages au choix



65.55.2020		HOT POLYMÈRE	500 g	€ ~~28,25~~	€ 24,01
65.55.2370		HOT MONOMÈRE	1000 ml	€ ~~48,50~~	€ 43,65
65.55.4020		COLD POLYMÈRE	500 g	€ ~~43,33~~	€ 36,83
65.55.4370		COLD MONOMÈRE	1000 ml	€ ~~84,10~~	€ 75,69

ECONOMISEZ
50%



TELIO LAB

- Telio Lab vous offre une flexibilité illimitée dans vos applications au laboratoire.
- Telio Lab est un système poudre/liquide polymérisable à froid, indiqué pour la fabrication de restaurations provisoires.

43.85.4100 BASIC KIT A-D € ~~393,50~~ € 196,75

Recevez ce baladeur MP3 Philips gratuit
avec chaque commande de produits
Ivoclar-Vivadent à partir de € 1000.



PROMOTION 1
Echangez 600g de céramo-métallique et recevez
une remise de 36%
sur les kits.

PROMOTION 2
Reassorts 20 et 100g
Achetez 5+1 gratuite
ou 10+3 gratuite

IPS INLINE

- IPS InLine est une céramo-métallique à base de leucite pour la technique de stratification conventionnelle.
- IPS InLine est indiquée pour la fabrication de restaurations céramo-métalliques cuites à des températures supérieures à 900 °C (1652 °F).

67.20.4010	Basic Kit A-D	€ 895	€ 626,50
67.20.4015	Margin Kit A-D	€ 431	€ 301,70
67.20.4020	Deep Dentin Kit A-D	€ 214	€ 149,80
67.20.4066	Impulse Kit	€ 454	€ 317,80
67.20.4070	Gingiva Kit	€ 285	€ 199,50
67.20.4014	System Shade/Stains Kit	€ 417,50	€ 292,25
67.20.5454	One Basic Kit A-D	€ 719,50	€ 503,60
67.20.4016	PoM Basic Kit A-D	€ 1.520	€ 1.064

IPS D.SIGN

- L'esthétique au plus beau sens du terme.
- Les matériaux vitrocéramiques à base de fluoroapatite et de leucite disposent de propriétés optiques leur permettant d'obtenir des résultats esthétiques naturels et d'un comportement à l'abrasion similaire à celui de l'émail naturel.
- Le système IPS d.SIGN est le parfait exemple d'un produit moderne conçu pour la fabrication de restaurations esthétiques.

PROMOTION 1
Echangez 600g de céramo-métallique et recevez
une remise de 36%
sur les kits.

PROMOTION 2
Reassorts 20 et 100g
Achetez 5+1 gratuite
ou 10+3 gratuite

67.20.7016	Basic Kit A-D	€ 1.115	€ 699
67.20.7020	Margin Kit A-D	€ 504	€ 352,80
67.20.7018	Deep Dentin Kit A-D	€ 262,50	€ 183,75
67.20.7022	Impulse 1 Kit	€ 504	€ 352,80
67.20.7034	Impulse 2 Kit	€ 504	€ 352,80
67.20.7030	Gingiva Kit	€ 334	€ 233,80
67.20.7028	Essence Kit	€ 68,65	€ 48,06
67.20.7032	Shade Kit	€ 312,50	€ 218,75
67.20.7026	Stains Kit	€ 249	€ 174,30



IVOCLAR VIVADENT SPECIAL

**ECONOMISEZ
JUSQU'À 36%**

Echangez 600g de céramique
et recevez une remise de 30%
sur les kits.



IPS E.MAX CERAM

- IPS e.max Ceram est une vitrocéramique de stratification basse fusion à base de nano-fluoro-apatite pour l'ensemble du système IPS e.max.
- Les nano cristaux de fluoro-apatite permettent une combinaison unique du trio translucidité, luminosité et opalescence.
- Cette céramique de stratification peut être utilisée aussi bien sur des armatures en vitrocéramique qu'en zircone.

67.20.1810		Basic Kit A-D	€ 854	€ 549
67.20.1815		ZirLiner Kit	€ 273,50	€ 170
67.20.1820		Margin Kit A-D	€ 614	€ 380
67.20.1825		Deep Dentin Kit A-D	€ 368,50	€ 230
67.20.1830		Impulse Kit	€ 897,50	€ 628,25
67.20.1835		Essence Kit	€ 698,50	€ 435
67.20.1840		Shade Kit	€ 432,50	€ 302,75
67.20.1850		Bleach Kit BL	€ 408,50	€ 259
67.20.1845		Gingiva Kit	€ 507,50	€ 325

SYSTÈME IPS E.MAX® PRESS

- IPS e.max Press est un lingotin vitrocéramique à base de disilicate de lithium conçu pour la technologie de mise en oeuvre par PRESSEE.
- Le processus de fabrication permet l'obtention de lingotins d'une parfaite homogénéité et de différents degrés d'opacité.
- La résistance à la flexion de 400 MPa d'IPS e.max Press est la plus importante aujourd'hui dans le domaine de la pressée. L'adaptation des éléments obtenus après pressée dans les fours Ivoclar Vivadent est remarquable.
- Les structures pressées hautement esthétiques sont ensuite stratifiées avec IPS e.max Ceram ou maquillées.

**ECONOMISEZ
JUSQU'À 23%**
10% 'package deal' matériaux IPS
e.max Press, IPS e.max Ceram,
four de pressée et accessoires



11.48.3280		PROGRAMAT EP 3000/G2	€ 6.343	€ 4.950
11.48.3291		PROGRAMAT EP 5000/G2	€ 9.488	€ 7.400
11.48.3340		VACUUM PUMP VP4 230V/50-60Hz	€ 881	€ 690
67.20.1810		IPS E.MAX CERAM Basic Kit A-D	€ 854	€ 768,60
67.20.0200		IPS E.MAX PRESS Basic Kit A-D	€ 1.245	€ 1.120,50
37.50.5310		IPS PRESSVEST Speed Powder 2,5 kg	€ 407,50	€ 96,75
37.55.5330		IPS PRESSVEST Speed Liquid 0,5 l	€ 20,75	€ 18,68
11.48.3471		IPS EMPRESS Muffle Tong	€ 90,15	€ 81,14
67.20.2954		IPS E.MAX PRESS Invex Liquid 1 l	€ 52,90	€ 47,61



Recevez ce baladeur MP3 Philips gratuit
avec chaque commande de produits
Ivoclar-Vivadent à partir de € 1000.



IPS E.MAX PRESS ABUTMENT SOLUTIONS

IPS e.max Press Abutment Solutions est une extension des indications du concept tout céramique IPS e.max qui vous permet de réaliser des faux moignons implantaires personnalisés avec la technologie de pressée.

- Restaurations prothétiques hybrides en LS2 de résistance élevée (400 MPa)
- Pilier hybride hautement esthétique dans la zone antérieure, également adapté en cas de récession gingivale
- Couronne pilier hybride (2-en-1) fonctionnelle pour un accès permanent à la vis
- Excellente liaison (LS2 + base en titane) grâce au Multilink Implant



**NOUVEAUTÉ
AUTOMNE 2011**

67.20.0400		IPS E.MAX PRESS ABUTMENT SOLUTIONS Basic Kit	€ 799
67.20.0420		IPS E.MAX ABUTMENT SOLUTION Cem Kit	€ 292,50

**ECONOMISEZ
20%**



PROGRAMAT P500/G2

La deuxième génération du four P500 combine haute technologie et design. Une incroyable facilité d'utilisation.

L'unité possède un large écran couleur inclinable, tactile ou commandé à l'aide du clavier numérique. Les innovations telles que la fonction Protection contre les chocs thermiques (TSP) et la fonction Protection contre les coupures électriques assurent la fiabilité du fonctionnement.

Le Programat P500 est désormais doté de la fonction Power-Saving Technology, touche de mise en veille pour réduire la consommation d'énergie. La réduction des dépenses énergétiques contribue à préserver l'environnement.

11.48.3222		PROGRAMAT P500	€ 4.430	€ 3.599
11.48.3320		POMPE À VIDE VP3	€ 603	€ 499

IVOCLAR VIVADENT SPECIAL



**ECONOMISEZ
23%**



Programat EP3000G2 / EP5000G2

Compétence en Technologie de pressée

Fours de pressée de nouvelle génération:
encore plus puissants !
encore plus pratiques !
encore plus modernes !

PROGRAMAT EP 3000 G2

- Technologie de moufles QTK pour une diffusion homogène de la chaleur
- Dispositif de pressée électronique avec asservissement de force précis
- Le système CDS détecte les fissures dans le cylindre et interrompt immédiatement le processus
- ATK2 – système d'étalonnage automatique de température
- Technologie intégrée d'économie d'énergie (Power Saving Technology)

PROGRAMAT EP 5000 G2

Autres caractéristiques :

- Programmes IPF (Fonction Pressée Intelligente) pour des pressées plus rapides
- Affichage couleur avec écran tactile et pavé numérique protégé par membrane
- L'affichage OSD indique, à distance, l'état de fonctionnement
- Raccords USB et Ethernet pour les mises à jour du logiciel

11.48.3280		PROGRAMAT EP 3000/G2	€ ~~5.920~~	€ 4.950
11.48.3291		PROGRAMAT EP 5000/G2	€ ~~9.488~~	€ 7.400
11.48.3340		POMPE À VIDE VP4	€ ~~884~~	€ 690



Recevez ce baladeur MP3 de Philips gratuit
avec chaque commande de produits
Ivoclar-Vivadent à partir de € 1000.



Programat®

A STORY OF SUCCESS

L'homme au cœur de nos préoccupations

Le nouveau four de cuisson
pour céramiques Programat
replace l'homme au centre de
la notion d'utilisateur.

Technologie éprouvée et inno-
vation s'allient pour garantir les
meilleurs résultats de cuisson.

P300G2

P500G2

P700G2



La deuxième génération au grand complet. Tous les appareils de 2ème génération se distinguent par leur technologie intégrée d'économie d'énergie et par de nombreuses innovations techniques.

www.ivoclarvivadent.com

Ivoclar Vivadent AG

Bendererstr. 2 | FL-9494 Schaan | Liechtenstein | Tel.: +423 / 235 35 35 | Fax: +423 / 235 33 60

**ivoclar
vivadent**
passion vision innovation



GC SOFTLINER COFFRET

• 100 g + 100 ml

65.40.5200 € ~~70,70~~ € 65



GC PATTERN RESIN LS

- Durcit très rapidement.
- Excellentes propriétés de manipulation, haute qualité.
- 100 g + 100 ml

65.40.5310 € ~~67,90~~ € 49



GC METAL PRIMER II

- Bonding liquide liant chimiquement le métal avec la résine.
- 5 ml.

43.25.4100 € ~~139,90~~ € 109



GC RELIN SOFT ASSORTIMENT

Matériau de rebasage restant souple

- Silicone A pour le rebasage de prothèses partielles et totales.
- Convient tout particulièrement aux compléments de tissus de soutien.

65.40.2070 € ~~185,60~~ € 148,48



GC OSTRON 100

Pour porte-empreintes individuels, plaques-bases et plaques d'enregistrement.

17.30.4530		LIQUIDE	270 ml	€ ~~26,30~~	€ 21,50
17.30.4510		POUDRE	1000 g	€ ~~83,70~~	€ 66,80



OCCLUSPRAY SELEXION

- **Micropulvérisant** pour visualiser rapidement les points de friction et mieux contrôler les occlusions et les points de contact proximaux. Le grain fin permet une vaporisation ponctuelle, rendant la consommation plus économique que celle des sprays d'occlusion traditionnels.
- Occluspray vert 75 ml

13.78.3510 € ~~7~~ € 6,5



AUTOPLAST

Resine polymérisable à froid

65.10.1360		LIQUIDE	1 l	€ ~~67,30~~	€ 57,20/à partir de 3
65.10.1040		POUDRE ROSE V	2,5 kg	€ ~~127,90~~	€ 117/à partir de 3



C-PLAST

Résine de précision polymérisable à froid
avec une haute stabilité de forme

17.10.1050		LIQUIDE	1000 ml	€ ~~46,40~~	€ 39,50
17.10.1010		POUDRE BLANC	1000 g	€ ~~59,30~~	€ 50,50
17.10.1020		POUDRE BLANC	2500 g	€ ~~141,90~~	€ 120,50




ISO-K

Isolant à base d'alginate

- Parfaitement adapté pour isoler les résines PMMA du plâtre.
- Bleu: pour la polymérisation à froid.
- Rouge: à chaud

79.15.4010		ISO-K BLEU	1 l	€ ~~34,80~~	€ 29,50/à partir de 2
79.15.4020		ISO-K BLEU	5 l	€ ~~135,50~~	€ 95
79.15.4040		ISO-K ROUGE	5 l	€ ~~135,50~~	€ 95



CENIT-L

Matériau de comblement

- Photopolymérisable, de très bonne viscosité permettant un travail rationnel et propre.
- Le domaine spectral pour la polymérisation se situe entre 300 et 500 nm.
- Photopolymérisation en une seule fois d'épaisseurs allant jusqu'à 2 mm.
- Application pratique avec la seringue
- 4 x 2,5 g

43.20.5010				€ ~~74,20~~	€ 56,50
------------	--	--	--	--------------------	---------

LUCITONE 199

Matériau pour prothèses



A base de molécules de caoutchouc intégrées à la structure en acrylate, d'où une grande résistance à la flexion. Adapté à une manipulation classique ou à la technique par injection.

- Très esthétique
- Transparence équilibrée
- Grande résistance aux chocs
- Polissage facile

65.20.4110		POUDRE ORIGINAL	2520 g	€ ~~336,08~~	€ 265
65.20.4150		POUDRE ORIGINAL	11,3 kg	€ ~~839,96~~	€ 680
65.20.4120		POUDRE ORIGINAL	630 g	€ ~~88,17~~	€ 69
65.20.4140		POUDRE ORIGINAL	2270 g	€ ~~199,01~~	€ 159
65.20.4180		LIQUIDE	3785 ml	€ ~~113,70~~	€ 90,50
65.20.4170		LIQUIDE	946 ml	€ ~~93,33~~	€ 75,50

Candulor – le leader des fabricants dentaires en Suisse



*Antonio Ferilli,
Maître prothésiste dentaire*

RENDEZ LE SOURIRE À VOS PATIENTS !

- CT Porcelain
- TCR Resin (TwinCrossedResin)
- Preference®
- NFC® (NanoFilledComposite) / ToothScout
- Offre spéciale

www.candulor.com

Profitez maintenant de notre
action unique de sets dentaires!
Plus d'informations ➔ page 39

CInfo

CT PORCELAIN

Aucun autre matériel ne répond aux exigences esthétiques aussi bien que la porcelaine. Tout comme la technique des couronnes et des bridges, la réalisation d'une prothèse exige, elle aussi, des matériaux de première qualité. La priorité est d'obtenir un résultat d'un naturel saisissant, de sorte qu'il soit impossible de deviner que le patient porte une prothèse. Les dents en porcelaine Candulor répondent à ces exigences grâce à leur esthétique naturelle et leur longue durée de vie.



BERNHARD MAIER



Six couches pour un résultat
hautement esthétique

Succession de couches
pour un aspect naturel

Quatre caractérisations
individuelles

Matériau CT Porcelain

Dans le domaine dentaire, plus de 80 % des couronnes et des bridges sont fabriqués sur mesure en céramique. La céramique est un matériau à l'esthétique naturelle. Il réfléchit la lumière de la même façon que l'émail dentaire et est doté d'une longue durée de vie. L'alliance de matières premières sélectionnées, de différents pigments de couleur et d'un processus de cuisson contrôlé permet d'obtenir des dents translucides, d'aspect naturel, et des couleurs résistantes.

Nuancier CT Porcelain

Le système de couleurs Candulor offre des teintes chaudes et naturelles, grâce auxquelles vous pouvez faire ressortir la personnalité de vos patients. Avec les 16 teintes Candulor, le nuancier CT Porcelain offre un vaste spectre de teintes.



PhysioSet® CT Porcelain



Bonartic® CT Porcelain



Condyloform® CT Porcelain




• Dents antérieures PhysioSet® CT Porcelain	€ 25,53	3 maxillaire / 8 mandibule	Couches:	6 couches
• Dents postérieures Bonartic® CT Porcelain	€ 15,18	4 maxillaire / 4 mandibule		4 caractérisations
• Dents postérieures Condyloform® CT Porcelain	€ 16,49	5 maxillaire / 5 mandibule	Teintes:	16 teintes Candulor

Profitez maintenant de notre
action unique de sets dentaires!
Plus d'informations ➔ page 39

TCR RESIN

Le TCR est un matériau réticulé fonctionnel qui se démarque par des propriétés et une résistance exceptionnelles. Grâce à un procédé de fabrication spécial, une liaison doublement réticulée est obtenue entre la matrice et le polymère et assure une résistance optimale à l'abrasion et à la plaque.



Matériau TCR Resin

Le TCR, un plastique, est une variante de polyméthacrylate de méthyle fortement modifiée dans laquelle le polymère et la matrice sont réticulés de façon homogène.

Cette modification est obtenue par un procédé de fabrication dans lequel le polymère déjà réticulé est une nouvelle fois réticulé avec la matrice.

- = Matrice
- = Grain de charge PMMA réticulé
- = Zone mixte dans laquelle la matrice est diffusée dans les billes
- = Chaînes de molécules réticulées de la matrice
- = Chaînes de molécules réticulées de la charge polymère



Nuancier TCR Resin

Afin de couvrir un spectre d'indications universel, deux systèmes de couleurs éprouvés ont été réunis au sein de la gamme de dents TCR Resin. Avec les 9 couleurs Candulor les plus courantes, les 16 teintes A-D ainsi que les 2 teintes Bleach (BL2 et BL4), l'ensemble du spectre de couleurs est couvert pour les prothèses totales et partielles.

PhysioSet® TCR Resin



Bonartic® TCR Resin




- | | | | | |
|------------------------------------|---------|-----------------------------|-----------|---|
| • Dents antérieures PhysioSet® TCR | € 20,44 | 22 maxillaire / 8 mandibule | Couches : | 3 |
| • Dents postérieures Bonartic® TCR | € 15,18 | 5 maxillaire/ 5 mandibule | Teintes: | 9 teintes Candulor,
16 teintes A-D, 2 teintes Bleach |

Profitez maintenant de notre
action unique de sets dentaires!
Plus d'informations ➔ page 39



PREFERENCE®

La gamme dentaire Candolor Preference® allie esthétique naturelle et simplicité d'utilisation. Le matériau PMMA éprouvé permet une liaison exceptionnelle avec les matériaux de la prothèse. Les dents sont sélectionnées pour une utilisation universelle dans les prothèses partielles, totales et combinées.



Matériau Preference®

Il existe différents polymères PMMA qui se distinguent nettement les uns des autres par leur degré d'impureté, leur porosité et la présence d'impuretés incluses. De même, l'homogénéité du diamètre des grains et du poids moléculaire sont des facteurs décisifs qui permettent de fabriquer des dents avec une qualité optimale et constante. La gamme de dents Preference® se compose de PMMA spécifiquement réticulées présentant des propriétés de matériau exceptionnelles.

= Matrice de PMMA
 = Chaînes de molécules linéaires réticulées de la matrice



Nuancier Preference®

La gamme complète de dents Preference® du nuancier Preference® vous permet de déterminer sur mesure les teintes à choisir pour votre patient. Le spectre des 16 teintes A-D est complété par les deux teintes Bleach BL2 et BL4.

Dents antérieures Preference®



Dents postérieures Preference®



- Dents antérieures Preference®
- Dents postérieures Preference®

€ 7,54
€ 7,54

15 maxillaire / 5 mandibule
3 maxillaire / 3 mandibule

Couches: 3
Teintes: 16 teintes A-D
2 teintes Bleach

Profitez maintenant de notre
action unique de sets dentaires!
Plus d'informations ➔ page 39

Les composites sont des matériaux à base non pas de PMMA, mais de diméthacrylates de haut poids moléculaire renforcés au moyen de charges inorganiques. Les dents composites présentent une dureté nettement supérieure et une résistance plus élevée à l'abrasion que les dents à base de PMMA.



CORNELIA KÜSPERT



DENTS ANTERIEURES PHYSIOSTAR® NFC

- Des dents de forme individuelle et une surface individuelle: voici ce qui fait la singularité de la gamme de dents PhysioStar®.
- Candulor a créé pour chacune des formes de dents de la gamme de dents antérieures PhysioStar® un modèle de stratification spécialement adapté, comme dans la denture naturelle.
- Chaque forme de dent de la gamme PhysioStar® possède une structure de surface qui lui propre, inspirée du modèle des dents antérieures naturelles.

Dents antérieures PhysioStar

€ 31,05

UNE LONGUEUR D'AVANCE AVEC LE CANDULOR TOOTHSCOUT

POUR IPAD,
IPHONE ET IPOD
GRATUIT
SUR L'APPSTORE



ToothScout-app met
gebruikersinformatie



Passende elementvorm
kiezen



Bestelling direct naar
Candulor sturen



Le **Candulor ToothScout** est un outil destiné aux dentistes, prothésistes, techniciens et aux patients. ToothScout aide l'utilisateur à choisir les dents artificielles qui permettront d'obtenir une belle prothèse d'aspect naturel et, surtout, bien adaptée. L'esthétique et l'aspect naturel d'une prothèse dentaire sont devenus, aujourd'hui, plus importants que jamais!

Voici comment procéder: Mesurez la largeur de l'aile du nez à l'aide d'une jauge à coulisse. Faites ensuite défiler les sets dentaires sur l'application ToothScout jusqu'à trouver ceux correspondant à la valeur saisie affichée sur l'échelle millimétrique. Choisir ensuite le modèle souhaité parmi la sélection de formes de dents adaptées (dents antérieures et postérieures). La commande se fait directement par téléphone ou par e-mail. Il est possible de transférer des informations comme le nom du patient, la largeur de l'aile du nez, la forme et la teinte de la dent ainsi qu'une photographie du patient en option.

www.toothscout.com Disponible gratuitement sur l'AppStore.

OFFRE SPÉCIALE EN AVANT LA MUSIQUE!

Avec Candulor, profitez des joies de la musique aussi bien chez vous que lors de vos déplacements.

Commandez dès aujourd'hui pour profiter sans attendre de cette offre unique!

- ☐ Oui, je **commande des sets dentaires** d'une valeur de **€ 500 (net)** et je reçois **en cadeau des écouteurs BOSE® MIE2** d'une valeur de **€ 105***.
-
- ☐ Oui, je **commande des sets dentaires** d'une valeur de **€ 990 (net)** et je reçois **le cadeau de mon choix***.
- ☐ **iPod nano** 16 GB (argenté) d'une valeur de **€ 159**
- ☐ **JBL ON BEAT** (noir) d'une valeur de **€ 159**
La toute dernière station d'accueil pour votre iPod, iPhone ou iPad !



MERCI D'ENVOYER VOTRE COMMANDE PAR FAX AU 056 629 107

Laboratoire

Code postal / Localité

Nom

Téléphone / Fax


Adresse

E-mail



Candulor AG

CH-8602 Wangen/ZH, Pünten 4, Postfach 89
Tel. +41 (0)44 805 90 00, Fax +41 (0)44 805 90 90
www.candulor.com, candulor@candulor.ch



*OFFRE VALABLE JUSQU'AU 31.12.2011, OFFRE NON CUMULABLE, UN SEUL CADEAU PAR LABORATOIRE.

Plaques bases + silicones

SELEXION

LC TRAY PLATES

Plaques photopolymérisables pour PEI

- Ces plaques pour maxillaire supérieur s'adaptent très facilement sur le modèle et présentent une résistance élevée à la déchirure.
- Boîte de 50 pièces

17.65.6025		BLEU	€ 36	€ 32,50 /à partir de 3
17.65.6010		ROSE	€ 36	€ 32,50 /à partir de 3
17.65.6015		TRANSP.	€ 36	€ 32,50 /à partir de 3



LIGHTPLAST LC

Plaques préformées en résine photopolymérisable pour porte-empreintes individuels

- Forme stable
- Bonne résistance à la rupture
- 50 pièces

**€ 42
À PARTIR DE 2**

17.25.3060		ROZE BOVEN	€ 49,60
17.25.3050		NATUR. BOVEN	€ 49,60



NOUVEAU !

LC TRAY PLATES PLUS

- Photopolymérisables semi-transparent pour la confection de porte-empreintes individuels avec un léger parfum de menthe
- Boîte de 50 pièces

17.65.6041		TRANSP.	€ 42
17.65.6040		ROSE	€ 42
17.65.6042		BLEU	€ 42



SELEXION

TRAYLUX 3

Tunnel de photopolymérisation

11.85.7080 € 230 € 199



**€ 23,50
À PARTIR DE 3**



SHELLAK BASE PLATE

- Rose supérieure
- 100 pièces

SELEXION

17.65.6110 € 26

DUBLISIL



37.40.3620		2 x 6 kg	€ 340	€ 284,50
37.40.3630		2 x 25 kg	€ 1.349	€ 1.125

SELEXION

BLUE SIL 20

Silicone de duplication extrêmement précis

- Temps de mélange 45 s
- Temps de manipulation 6 min.
- Démoulage après 25 min.
- Dureté finale env. 20 Shore A



37.85.4100		2 x 1 kg	€ 46	€ 44,50
37.85.4110		2 x 6 kg	€ 259	€ 249

+ **Système Dolder® – L'original!**
Le système de barres complet et individuel pour la prothèse moderne sur implants ou dents naturelles.

- + 2 tailles : micro et macro
- + Parties mâles en or, titane pur et résine calcifiable pour la technique de la coulée
- + Parties femelles en or, titane pur et avec gaines de friction interchangeables



actions épargne!

A l'achat des métaux précieux du gamme Cendres+Métaux entre le 1 septembre jusqu'au 30 décembre 2011



GRATUIT
IPOD SHUFFLE
2GB

A PARTIR DE 150 G*



GRATUIT
IPOD NANO
8GB

A PARTIR DE 300 G*



GRATUIT
IPOD TOUCH
8GB

A PARTIR DE 500 G*



GRATUIT
APPLE IPAD
16GB

A PARTIR DE 1000 G*

* 1 cadeau par labo

**CENDRES+
MÉTAUX**

Een product van
Cendres+Métaux SA
P.O. Box
CH-2501 Biel/Bienne
www.cmsa.ch/dental



Distribuée par
Arseus Lab NV
Textielstraat 24
BE-8790 Waregem
Tél. +32 56 62 88 00
Fax +32 56 43 27 29
sales@arseus-lab.be
www.arseus-lab.be

-15%

SELEXION STEAMER 5

Cuve en acier inoxydable

- Se connecte à l'eau du robinet
- Indicateur de niveau d'eau
- Signale sonore et lumineux pour le niveau de l'eau
- Une sécurité optimale: valve de sécurité soupape de pression
- Dimensions: 220 x 310 x 370 mm
- Puissance: 1 500 watts
- Pression: 4,5 bar
- Capacité: 5 l

11.85.7050  € ~~1.165~~ € 990

SELEXION CLEANING BOX

- Dimensions: 250 x 300 x 300 mm
- 2,8 kg

11.85.7070  € ~~220~~ € 180

NSK ULTIMATE XL TORQUE GENOU

Grâce à la toute nouvelle technologie du Contrôle Vecteur à 180°, le nouvel Ultimate XL développe un couple et une puissance hors du commun, et ce sur toute la plage de vitesses. La nouvelle forme du micromoteur élaborée grâce à de multiples tests en situation, permet un travail encore plus efficace, moins fatigant, même lorsqu'une concentration importante est requise pendant de longues périodes.

11.70.3205  € ~~1.725~~ € 1.413

NSK ULTIMATE XL TORQUE TABLE

Gris/blanc

11.70.3215  € ~~1.725~~ € 1.413

AMANN GIRRBACH

AF-350 APPAREIL DE FRAISAGE

Elle convient pour la réalisation de tout type de fraisage, la réalisation de couronnes coniques et télescopiques, les travaux de pontage, les ancrages etc.

11.03.1170  € ~~4.901~~ € 3.600

**LIQUIDATION
DE STOCK!**



NSK TURBINE PRESTO AQUA II

Turbines à air sans lubrification

- Spray d'eau refroidissant permettant de réduire le temps d'utilisation et de prolonger la vie de la fraise
- Deux options pour le spray goutte/brouillard

11.70.4280  € ~~1.650~~ € 1.368





SELEXION

MICRO T/K

Micromoteur de laboratoire

- 1 000 - 50 000 t/min
- Couple 7,5 - 8 Ncm
- Pièce à main ergonomique

11.58.7310 € 950 € 899



DRUFOMAT SCAN

Un appareil de thermoformage innovant à air comprimé, basé sur la technique Druformat ayant fait ses preuves, et combiné avec un logiciel d'identification du matériau très moderne

11.34.3018 € 3.024 € 2.715



LABORMAT SD

Grand appareil robuste pouvant contenir jusqu'à 12 moufles. Approprié à la polymérisation des matériaux en résines prothétiques. Avec pistolet-douche à main intégré, couvercle coulissant, réglage thermostatique de la température, réglage individuel du temps de vaporisation, bouton instantané pour l'ébullantage.

11.34.3080 € 4.281 € 3.150

POLYMAX 5

Polymérisateur

- Pour une plage de température jusqu'à 95 °C. Convient également pour la compression quand le chauffage est coupé.
- Convient pour trois cuvettes en laiton avec bride et quatre moufles Castdon.
- Pression d'opération min. 3 bar / maxi 6 bar.
- Adapté à toutes les résines.
- Volume de réservoir très grand convenant aux grands articulateurs.



11.34.3037 € 1.768 € 1.610

-5%



LABORMAT TH

Ebullienteuse compacte jusqu'à 6 moufles

- Dimensions (L x H x P) - 57 x 50 x 40 cm
- Poids - 38,0 kg
- Puissance - 3,2 kW
- Débit - 17 litres
- Température - 0-95 °C



11.34.3090 € 3.557 € 2.600

GRATUITS !
1 x 5 l UNISOL W
ET 2 PANIERS
À MOUFLES



www.dosperevo.com





Vous êtes déjà enregistré?

N'hésitez pas, visitez nous sur www.arseus-lab.be
et recevez une remise sur votre commande!



**2% DE REMISE
INTERNET**

**GRATUIT, RECEVEZ
CETTE CLÉ USB
AVEC VOTRE
PREMIÈRE COMMANDE!**



Convivialité et fonctionnalité, pour notre nouveau site qui vous offre la possibilité de commander en ligne toutes les gammes de nos partenaires, nos marques SELEXION et CEKA PRECILINE, et d'utiliser un **module spécialement créé pour vos commandes de dents "express"**.



Pour une gestion simple et rapide de vos commandes, Arseus Lab met également à la disposition de votre laboratoire **un lecteur code-barres**.

Contactez votre interlocuteur régional pour connaître les modalités.



Meubles

Arseus distribue Iride, gamme italienne - bon rapport qualité/prix
Strohm et Maier- qualité allemande - fabrication artisanale
Design et Ergonomie



Notre large choix de gammes garantit la conception de A à Z de votre laboratoire.



strohm+maier
praxis- und laboreinrichtungen



MODÈLES D'EXPOSITION À PRIX TRÈS RÉDUIT: CONTACTEZ NOUS !



ETABLIE SIMPLE AVEC
ASPIRATION ET LAMPE

BLET135PS

€ 3.091

ETABLIE DOUBLE AVEC
ASPIRATION DOUBLE

BLM 201

€ 4.542



TABLE CAD/CAM AVEC LAMPE

€ 5.699

DUO ÉTABLIE DOUBLE AVEC
ASPIRATION ET LAMPE

€ 8.700



Intéressé?

contactez Jordy Maere au 0475 34 43 21

Du sur-mesure pour votre laboratoire: Arseus Lab assure l'installation complète,
de la première esquisse à la réalisation de votre projet.



Last Call.

ceramill



Répondez à 5 questions au cours de l'année 2011 et gagnez un Ceramill Map100 d'une valeur de € 13.650



JOURNÉES INFORMATIVES CAD/CAM

Voir et expérimenter - très prochainement près de chez vous.

Prise de rendez-vous :

yvan.delacroix@arseus-lab.be

Question / 5

Comment appelle-t-on en prothèse squelettique, les lignes qui peuvent être tracées le long de l'arcade dentaire par l'appui occlusal d'une prothèse clampée ?

Réponse : _____

Si vous n'avez pas participé, vous pouvez répondre aux 5 questions sur www.ceramillpromo.be

Tel 0800 30 500 | Fax 056 42 44 21 | E-Mail idoool@arseus-lab.be

Participation à partir de 18 ans. Tout recours juridique est exclu. Un paiement en espèces des prix est impossible. Les employés des entreprises impliquées et leur famille ainsi que toute personne résidant hors Belgique et Pays-Bas n'ont pas le droit de participer. Le tirage sera effectué fin janvier 2012. Le gagnant sera averti par écrit par courrier ou par e-mail. La date limite de participation est le 31 décembre 2011.



AMANNGIRRBACH



Arseus Lab NV

Textielstraat 24, 8790 Waregem, Belgique
Tel : (0) 800 30 500, Fax : (0) 56 424 421
sales@arseus-dental.be